

フレキシブル鉗子

「セルメン」

把持鉗子 HK1.2
生検鉗子 SE1.5

把持鉗子ロング HKL1.2
●把持部が1mm長くなりました。

210mm

把持鉗子 HK1.0
●径1.0mmの把持鉗子です。


NEW

NEW


細いのにフレキシブルに
曲げて確実に患部をとらえます!

115mm


把持鉗子 HK1.2-S



ハンドル部のストッパー機能が先端部開閉時にかかる過度のストレスを抑えるため、壊れにくい構造です。



生検鉗子「セルメンSE1.5」



把持鉗子「セルメンHK1.2」



コデン株式会社

フレキシブル鉗子「セルメン」

細いのにフレキシブルに曲げて確実に患部をとらえます！

ハンドル部のストッパー機能が先端部開閉時にかかる
過度のストレスを抑えるため、**先端部は壊れにくい構造です。**

- ワイヤー部径1.0～1.2mmの細さにもかかわらず、確かな把持力と採取力があります。
- ワイヤー部がフレキシブル構造になっているので、操作性が良好です。
- 動物の外耳から鼓膜、口腔、鼻に直接または鉗子挿入器具を使用し異物を把持、もしくは組織採取ができます。
- 耐熱性素材のため鉗子全体をオートクレーブ滅菌可能です。



動物用医療機器

商品名	径	把持部に長さ	全長	重量	希望小売価格
把持鉗子セルメンHK1.0	1.0mm	2.5mm	362mm	39g	110,000円(税別)
把持鉗子セルメンHK1.2	1.2mm	2.5mm	362mm	39g	
把持鉗子セルメンHKL1.2	1.2mm	3.5mm	363mm	39g	
把持鉗子セルメンHK1.2-S	1.2mm	2.5mm	230mm	37g	
生検鉗子セルメンSE1.5	1.5mm	2.5mm	362mm	39g	



コデン株式会社

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-4-16
TEL: 03-5981-8611 FAX: 03-5981-8878
URL: <https://www.coden.co.jp>
E-mail: info@coden.co.jp

※品目、製品情報、製品仕様、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。詳細については弊社製品取扱販売店へご確認ください。