



Littmann®
Stethoscopes

リットマン® ステソスコープ

スプリングキャンペーン 2025

対象期間：2025.3/1～5/31

対象器種：リットマン® ステソスコープ 本体全器種
(交換部品を除く)



5875



6186C



5839



5835



5648

3MTM リットマン[®] コア デジタル ステスコープ

2023年12月発売!進化^{※1}した聴診器

最大40倍の音響増幅^{※2}、アクティブノイズキャンセリング機能、音響波の可視化などを、従来のリットマン[®] 聴診器の優れた音響特性、快適性、品質などの魅力と共に提供します。

リットマン[®] の電子聴診器

快適性・信頼性

ソフトシーリング・イヤーチップは、快適なフィット感と、遮音特性を提供します。

進化^{※1}した聴診を

最大40倍の音響増幅^{※2}と、周囲の騒音を低減するアクティブノイズキャンセリング機能。

※2 ピーク周波数 (125Hz) におけるアナログモードと最大音量設定時の比較

聴きたい音を聴く

アナログモードと電子聴診を素早く切り替え、成人用・小児用の両面に搭載した一体型サスペンデッド・ダイアフラムで高周波音と低周波音を聴き分けることが可能です。

デジタルで発見を

Eko Health社のソフトウェア^{※3}に接続し、音響波をリアルタイムで可視化できます。

詳しくはこちら

<https://go.solventum.com/2025SCCR>



※1 自社機械式聴診器従来品との比較

これまで以上に 多くのことを^{※3}

録音する

15秒、30秒、60秒、120秒の録音を保護された状態で注釈付きで保存できます。

分析する

病状進行のモニタリングや教育用に、聴診音のライブラリを作成できます。

共有する

録音を医療従事者間で共有できます。



本製品にモバイル機器は含まれません。

※3 米国 Eko Health社が提供・管理するソフトウェア・アプリを使用します。また、ご利用の際にはEko Health社への登録が必要です。(ekohealth.com) また、本ソフトウェア・アプリは診断を目的としたものではありません。



3MTM リットマン[®] コア デジタル ステスコープ



	チェストピース 表面仕上げ	ステム	製品番号	チューブカラー	バイノーラル 金属部表面仕上げ	キャンペーン 特別希望本体価格 (税込)
黒色加工 Black Edition	ブラック	ブラック	8480	ブラック	ブラック	希望価格(税込) ¥71,500 ▼ キャンペーン 特別希望本体価格 (税込) ¥55,000
ハイポリッシュ レインボウ加工 High Polish Rainbow Edition	ハイポリッシュ レインボウ	ブラック	8570	ブラック	ブラック	希望価格(税込) ¥75,790 ▼ キャンペーン 特別希望本体価格 (税込) ¥59,290
ハイポリッシュ 銅(銅色)加工 High Polish Copper Edition	ハイポリッシュ 銅(銅色)	ブラック	8870	ブラック	ブラック	
ミラー加工 Mirror Edition	ミラー	ブラック	8890	ブラック	ブラック	

- チェストピース：成人・小児両用型チェストピース（ステンレス）
- ダイアフラム：サスペンデッド・ダイアフラム（直径：成人用 約45mm・小児用 約35mm）
- チューブ：高感度ツインワン・チューブ バイノーラル

全長/重さ：約 69cm/約 232g






3M™ リットマン®

カーディオロジー IV™ ステスコープ

2本のチューブを一体型にし、音の損失を軽減した高感度ツーインワン・チューブと、厚みのある曲線的なチェストピースを採用した聴診器です。



	チェストピース 表面仕上げ	ステム	製品番号	チューブカラー	バイノーラル 金属部表面仕上げ	キャンペーン 特別希望本体価格 (税込)
スタンダード Standard	 シルバー	 シルバー	6151	ブラック (ショートレンジス) ※1	 シルバー	希望価格 (税込) ¥44,550 ▼ キャンペーン 特別希望本体価格 (税込) ¥30,250
			6152	ブラック ※2		
			6154	ネイビーブルー ※2		希望価格 (税込) ¥46,200 ▼ キャンペーン 特別希望本体価格 (税込) ¥31,570
			6155	ハンターグリーン ※2		
			6156	プラム ※2		
			6158	ラズベリー ※2		
レインボウ加工 Rainbow Edition	 レインボウ	 ブラック  バイオレット	6165	ブラック	 ブラック	希望価格 (税込) ¥48,510 ▼ キャンペーン 特別希望本体価格 (税込) ¥32,560
			6205	プラム		
黒色加工 Black Edition	 ブラック	 ブラック  レッド  ブルー  バイオレット	6163	ブラック	 ブラック	希望価格 (税込) ¥48,510 ▼ キャンペーン 特別希望本体価格 (税込) ¥32,560
			6168	ネイビーブルー		
ミラー加工 Mirror Edition	 ミラー	 ミラー	6200	ブラック	 ブラック	希望価格 (税込) ¥48,510 ▼ キャンペーン 特別希望本体価格 (税込) ¥32,560
			6201	ブラック		
シャンパン加工 Champagne Edition	 シャンパン	 スモーク  シャンパン  シャンパン	6170	バーガンディー	 シルバー	希望価格 (税込) ¥48,510 ▼ キャンペーン 特別希望本体価格 (税込) ¥32,560
			6177	ブラック		
ハイポリッシュ スモーク加工 High Polish Smoke Edition	 ハイポリッシュ スモーク	 ブルー  シャンパン  ブラック  ミラー  スモーク	6202	ネイビーブルー	 ブラック	希望価格 (税込) ¥48,510 ▼ キャンペーン 特別希望本体価格 (税込) ¥32,560
			6204	ブラック		
ハイポリッシュ レインボウ加工 High Polish Rainbow Edition	 ハイポリッシュ レインボウ	 スモーク  スモーク  ブラック	6232	ブラック	 ブラック	希望価格 (税込) ¥48,510 ▼ キャンペーン 特別希望本体価格 (税込) ¥32,560
			6234	カリビアンブルー		
ハイポリッシュ レインボウ加工 High Polish Rainbow Edition	 ハイポリッシュ レインボウ	 スモーク  スモーク  ブラック	6238	グレー	 スモーク	希望価格 (税込) ¥48,510 ▼ キャンペーン 特別希望本体価格 (税込) ¥32,560
			6240	ブラック		
ハイポリッシュ レインボウ加工 High Polish Rainbow Edition	 ハイポリッシュ レインボウ	 スモーク  スモーク  ブラック	6241	ラズベリー	 スモーク	希望価格 (税込) ¥48,510 ▼ キャンペーン 特別希望本体価格 (税込) ¥32,560
			6242	ネイビーブルー		

全長／重さ：約 69cm／約 180g (※1：約 56cm／約 167g、※2：約 69cm／約 177g)

新色
登場

まるでシルクのような手触り

リットマン® 聴診器 新しいシルク調仕上げシリーズ

チューブに特殊コーティングが施されたサラサラな質感のチューブと
その実用性により、快適性と効率性が向上しました。
最新モデルで違いを実感してください。



3M™ リットマン® ステスコープの部位名称





3MTM リットマン[®] クラシック IIITM ステスコープ

発売以来多くの医療従事者に選ばれ続けているクラシックシリーズの最新モデル。
これ一器で幅広い患者様の診療が可能なスタンダードな聴診器です。



	チェストピース 表面仕上げ	ステム	製品番号	チューブカラー	バイノーラル 金属部表面仕上げ	キャンペーン 特別希望本体価格 (税込)
スタンダード Standard	 シルバー		5620	ブラック		希望価格(税込)¥21,450 ▼ キャンペーン 特別希望本体価格 (税込) ¥13,970
			5621	グレー		
			5622	ネイビーブルー		
			5623	カリビアンブルー		
			5627	バーガンディー		
			5630	セイルブルー		
			5633	パールピンク		
			5831	プラム		
			5832	ラベンダー		
			5835	ターコイズ		
			5839	レモンライム		
			5648	ラズベリー		
NEW						
	5910C	シャンパンローズ (シルク調仕上げ)				
5912C	マリンブルー (シルク調仕上げ)					
レインボウ加工 Rainbow Edition	 レインボウ		5806	ラズベリー		希望価格(税込)¥22,500 ▼ キャンペーン 特別希望本体価格 (税込) ¥14,850
5807	カリビアンブルー					
5870	ブラック					
黒色加工 Black Edition	 ブラック		5803	ブラック		希望価格(税込)¥22,500 ▼ キャンペーン 特別希望本体価格 (税込) ¥14,850
5868	バーガンディー					
スモーク加工 Smoke Edition	 スモーク		5811	ブラック		
5872	ターコイズ					
5873	グレー					
5875	ライムグリーン					
銅色加工 Copper Edition	 銅色		5809	チョコレート		
ミラー加工 Mirror Edition	 ミラー		5863	ネイビーブルー		希望価格(税込)¥24,310 ▼ キャンペーン 特別希望本体価格 (税込) ¥16,280
5959	セイルブルー					
5960	プラム					
5962	パールピンク					
シャンパン加工 Champagne Edition	 シャンパン		5861	ブラック		
5864	バーガンディー					

全長 / 重さ : 約 69cm / 約 150g

Point 1



髪や肌にくっつきにくい

サラサラとした質感で、肌・髪・衣服にまとわりつくことなく、快適に使用することができます。スムーズに聴診を行うことができます。

Point 2



折り畳みやすい・収納しやすい

チューブ同士がくっつかないため簡単にコンパクトに丸めて持ち運ぶことができます。ポケットなどに入れる際に便利です。

Point 3



汚れにくく清掃しやすい

コーティングによりチューブにゴミや汚れがつきにくいです。また、摩擦が少ないため清掃が簡単で、見た目をキレイに保つことができます。

Point 4



傷つきにくく長持ち

皮脂やアルコールに対する耐性が向上しました。これにより、製品の耐久性向上を実現しています。



一体成型ダイアフラム

ダイアフラムとリムの段差が少ない“一体成型ダイアフラム”を採用し、お手入れも簡単に。



シーリングイアーチップ

快適なフィット感と遮音性を提供します。



高感度ツーインワン・チューブ

2本のチューブを一体型にし、優れた音響特性を持ちます。





3M™ リットマン®

マスターカーディオロジー™ ステススコープ



	チェストピース 表面仕上げ	ステム	製品番号	チューブカラー	バイノーラル 金属部表面仕上げ	キャンペーン 特別希望本体価格 (税込)
スタンダード Standard	 シルバー		2160 2163 2164 2167	ブラック バーガンディー ネイビーブルー プラム	シルバー	希望価格(税込)¥63,580 キャンペーン 特別希望本体価格 (税込) ¥38,500
黒色加工 Black Edition	 ブラック		2161	ブラック ※3	ブラック	希望価格(税込)¥69,300 キャンペーン 特別希望本体価格 (税込) ¥39,600
スモーク加工 Smoke Edition	 スモーク		2176	ブラック	スモーク	
真鍮色加工 Brass Edition	 真鍮色		2175	ブラック	真鍮色	

全長/重さ: 約68cm/ 約180g (※3: 約68cm/ 約190g)



3M™ リットマン®

ライトウェイト II S.E. ステススコープ



	チェストピース 表面仕上げ	ステム	製品番号	チューブカラー	バイノーラル 金属部表面仕上げ	キャンペーン 特別希望本体価格 (税込)
スタンダード Standard	 ダーク ベージュ	ダークベージュ	2450 2451 2452 2454 2456	ブラック2 バーガンディー2 カリビアンブルー2 セイルブルー2 パールピンク2	ダークベージュ	希望価格(税込)¥12,650 キャンペーン 特別希望本体価格 (税込) ¥8,800

3M™ リットマン® ライトウェイト II S.E. ステススコープのチューブは、つや消しタイプになります。

全長/重さ: 約71cm/ 約119g



3M™ リットマン®

クラシック II (小児用) ステススコープ



	チェストピース 表面仕上げ	ステム	製品番号	チューブカラー	バイノーラル 金属部表面仕上げ	キャンペーン 特別希望本体価格 (税込)
スタンダード Standard	 シルバー	シルバー	2113 2113R 2119 2122	ブラック レッド カリビアンブルー ラズベリー	シルバー	希望価格(税込)¥17,380 キャンペーン 特別希望本体価格 (税込) ¥12,760
レインボウ加工 Rainbow Edition	 レインボウ	真鍮色	2153	カリビアンブルー	真鍮色	

全長/重さ: 約71cm/ 約104g



3M™ リットマン®

クラシック II (新生児用) ステススコープ



	チェストピース 表面仕上げ	ステム	製品番号	チューブカラー	バイノーラル 金属部表面仕上げ	キャンペーン 特別希望本体価格 (税込)
スタンダード Standard	 シルバー	シルバー	2114 2114R 2124	ブラック レッド カリビアンブルー	シルバー	希望価格(税込)¥17,380 キャンペーン 特別希望本体価格 (税込) ¥12,760
レインボウ加工 Rainbow Edition	 レインボウ	真鍮色	2157	ラズベリー	真鍮色	

全長/重さ: 約71cm/ 約96g



シングル・チューブ
軽量で扱いやすい
シングルタイプ。



サスペンデッド・ダイアフラム
押さえつける力の強弱で低周波音と
高周波音のモード切り替えができます。

●低周波音聴診時

軽くあてるとダイアフラムは
機能せず、ベルタイプの働き
をします。

●高周波音聴診時

強くあてるとダイアフラムが
リングに接触し、高周波音が
聴診できます。

電子聴診器

リットマン® コア デジタル ステスコープ

詳しく知りたい方は
中のページをご覧ください



新色登場!

チューブがまるで シルクのような手触り

リットマン® 聴診器 シルク調仕上げシリーズ

シルク調仕上げシリーズについて
詳しく知りたい方はこちら

<https://go.solventum.com/2025SCSF>



●本カタログに掲載した全製品のカラー写真につきましては、色調が異なる場合があります。

●3M® リットマン® ステスコープには天然ゴムラテックスを使用しておりません。●各製品には「添付文書」「取扱説明書（日本語）」が同封されております。●3M® リットマン® ステスコープは、取扱説明書による正常なご使用状態で破損した場合には、在学中は新品交換、無償パーツ交換させていただきます。●本カタログに記載されている全製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。●本カタログに掲載した全製品の価格は、諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。●本カタログに掲載した全製品は、諸般の事情により発売中止になることがあります。●価格は全てメーカー希望小売価格です。詳細は取扱店までお問合せください。

販売名：リットマン ステスコープ 一般医療機器 届出番号：13B1X10422000218

販売名：リットマン コア デジタル ステスコープ 管理医療機器：電子聴診器（機械式聴診器） 医療機器認証番号：305ADBZX00011000

取扱店

Solventumおよびそのロゴ、Littmann、リットマン、LのLittmannロゴ、Cardiology IV、カーディオロジー IV、ClassicIII、クラシックIIIは、Solventum及びその関連会社の商標です。
3Mおよびそのロゴは3Mおよびその関連会社の商標です。その他の商標はそれぞれの権利者の商標です。無許可での使用は禁止されています。

2025年2月発行

ソルベンタム合同会社
<http://www.littmann.jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© Solventum 2025. All Rights Reserved.
HPM-200-AC(0225)IT

スリーエムヘルスケアジャパン合同会社はソルベンタム合同会社に社名変更しました。

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-000-470**

9:00～17:00／月～金（土日祝年末年始は除く）