


クラウド版医用画像管理システム

SonicDICOM PACS Cloud for Animals

動物版の医用画像管理システムが登場
パソコンでもタブレットでも
大切な動物の医用画像にアクセスでき、
いつでも閲覧が可能です。



SonicDICOM PACS Cloud for Animals の特徴



費用の削減に

クラウド型なので初期投資を抑え
月額利用料でいつでも利用を開始
することが可能。



高速画像表示

ウェブブラウザ型Viewerで高速画
像表示。シンプルUIなので迷わず
簡単に利用が可能。



豊富な対応OS

MacOS対応。Windowsはもちろん
MacOSにも対応しており、PCはも
ちろん、タブレット、スマートフォン
からも閲覧が可能。



簡単に画像を共有

Webブラウザを用いてCDやDVD
を使わず画像を共有できます。



自宅からでもアクセス

ご自宅からも簡単アクセス。
夜間の急患などでご自宅からも
PACSにアクセスして診療を行う
ことが可能。



VHS計測に対応

VHS (Vertebral Heart Size) の計
測に対応。X線検査画像で、犬・猫の
心臓の拡大評価を計測することが
可能。

SonicDICOM PACS Cloud をご利用されている主な施設



動物病院



競馬場



動物園での 検査



水族館での 検査



産業動物の 健康管理



SonicDICOM製品ホームページ

<https://ja.sonicdicom.com/cloud/animal/>

すべての機能を無料でお試しいただける
「無償トライアル」はコチラ



推奨動作環境

■ クライアント環境

クライアント環境は、下記の仕様を満たす環境をご用意ください。

【 PC 】 ・サポートOS

Windows 10/11 macOS 10.15以上

・WEB ブラウザ(PC)

Google Chromeの最新版

Mozilla Firefoxの最新版

Microsoft Edge Chromiumの最新版

Apple Safariの最新版

【タブレット】 ・サポートOS

iPadOS 13.2以上

・WEB ブラウザ(タブレット)

Apple Safariの最新版

Google Chromeの最新版

【画像表示モニタ】・解像度:1280x1024 以上

・輝度:250cd/㎡以上

・表示:カラー

機能一覧

■ DICOMビューアの機能(ビューア)

Window Levelの変更

拡大・縮小

回転

拡大鏡

白黒反転

水平反転

垂直反転

シネ再生

アノテーション: テキスト・矢印

計測: 直線・角度・コブ角度・長方形・

多角形・楕円形・CTR(心胸郭比)・

ピクセル値(CT値)

アノテーションおよび計測の保存

Window Levelプリセット

疑似カラー

画像補間

同期(スライス位置、サイズなど)

リファレンスラインの表示

DICOMヘッダ情報の表示

JPEG/PNGファイルのエクスポート

MPR (Sagittal, Coronal)

■ DICOMビューアの機能(リスト)

DICOMファイルのインポート

JPEG/PNG/BMP/PDFファイルの

インポート

DICOMファイルのエクスポート

DICOMファイルのエクスポート時に簡易

ビューアを添付(SonicDICOM Media

Viewer)

DICOMファイルの送信

検査リストの編集・削除

ソート順の変更

■ DICOMビューアの機能(レポート)

基本機能

テンプレート

■ DICOMサーバーの機能

DICOM Storage/SCP

DICOM Find, Move/SCP

DICOM Verification/SCP

DICOM Storage/SCU

■ その他の機能


マルチモニタ対応

パスワード強度設定

ログインブロック

※記載内容は2024年3月時点のものであり、予告なく変更する場合がございます。

システム概要図



よくある質問

Q 電子カルテやHISなどと連携することはできますか？

A URLを経由して連携できます。他のシステムからSonicDICOM PACSを起動する方法は、製品Webサイトをご覧ください。

Q 検査データをCDやDVDにコピーすることはできますか？

A コピーすることができます。作成したメディアにはビューアアプリを付属することができますのでビューアをお持ちでない方もデータの閲覧が可能です。

Q 現在使用しているPACSからデータを移行できますか？

A 移行できます。データの移行には別途費用が発生します。

Q オンプレミスとクラウドを併用することはできますか？

A 併用することができます。どちらをメインで使用するかによってネットワーク構成が変わります。製品Webサイトよりご相談ください。

<販売元>

denolo フジデノロ株式会社 ヘルスケア事業部
Design and Technology for life

本社: 〒485-0053 愛知県小牧市多気南町361-1
東京本社: 〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目31番 文化放送メディアプラス5階
E-mail: sdsupport@fujidenolo.co.jp

<製造販売元>

フジデノロソリューションズ株式会社

福岡県福岡市東区多の津1丁目14-1 FRCビル9F